



Лабораторная информационная система
«Акросс-Клиническая Лаборатория»

Модуль Цитология. Версия 2.01

Функциональные характеристики программного
обеспечения

Москва, 2024 г.

Аннотация

Настоящий документ является описанием функциональных характеристик программного обеспечения (ПО) «Акросс - Клиническая лаборатория (АКЛ). Модуль цитология. Версия 2.01» и содержит сведения о его ключевых функциональных возможностях.

Оглавление

Аннотация.....	2
Оглавление	2
Обозначение и наименование программы	3
Назначение ПО	3
Краткое техническое описание продукта	3
Функциональные характеристики ПО.....	3
Подготовка справочной информации для работы	4
Работа сотрудников лаборатории	4
Информация о стоимости ПО или условиях его приобретения	5

Обозначение и наименование программы

Наименование программного обеспечения - «Акросс - Клиническая лаборатория (АКЛ). Модуль цитология. Версия 2.01».

Назначение ПО

Продукт может устанавливаться как отдельно, так и в качестве дополнения к основному модулю Акросс - Клиническая лаборатория (АКЛ). Применяется для решения задач, связанных с цитологией.

Данное программное обеспечение автоматизирует процессы лаборатории Цитология в части регистрации электронных направлений, выполнения цитологических исследований, архивирования проб цитологии. Программа предоставляет многим знакомый и понятный пользователю интерфейс платформы 1С Предприятия.

Программа позволяет создавать и автоматизировать заполнение электронных документов, обеспечивать выдачу готовых ответов в соответствии с настройками пользователя.

К целевой аудитории ПО относятся следующие специалисты:

- врачи лаборатории Цитологии;
- заведующий лаборатории Цитологии.

Краткое техническое описание продукта

Продукт представляет собой комплексное ПО, СУБД, пользовательский интерфейс на базе 1С предприятия.

Для конечного пользователя ПО поставляется в виде локального решения (специальные действия по установке ПО на стороне конечного пользователя не требуются) с использованием различных возможностей развертывания в зависимости от требований заказчика:

- образа виртуальной машины с подготовленной инфраструктурой для развертывания на сервере заказчика;
- в виде дистрибутивов для установки компонентов системы;

Функциональные характеристики ПО

«Акросс - Клиническая лаборатория (АКЛ). Модуль цитология. Версия 2.01» позволяет проводить:

- Регистрацию документов;
- Создание и хранение справочной информации об исследованиях цитологии;
- Помещать и извлекать материалы из архива цитологии;
- Формировать статистику исследований цитологии.

ПО представляет собой несколько этапов взаимодействия с пользователем:

1. Заполнение справочников
2. Непосредственное ведение исследования
3. Вывод результатов на экран или печать

Функциональные характеристики ПО можно описать следующим образом:

- Пользователи авторизуются в системе и производят предварительные настройки справочников для последующей работы с системой.
- Пользователи приступают к регистрации заказа, добавления материала, пришедшего в лабораторию, проведению цитологического исследований, внесению результатов исследований, выдачу результатов пациентам или отправке в медицинскую систему, ведению статистики исследований.

Подготовка справочной информации для работы

Перед началом работы необходимо заполнить справочники, которые включают в себя все необходимые данные для проведения исследований гистологии, такие как:

- Услуги цитологии, материалы цитологии, локализация материалов
- Цитологические диагнозы
- Организации, лаборатории, врачи лаборатории, контрагенты, источники заказа
- Виды стёкол
- Шаблоны цитологических описаний и заключений, комментарии
- Архив.

По завершении исследования врач формирует цитологическое заключение и подписывает его.

Более подробную информацию о настройке справочников вы можете получить в руководстве администратора.

Работа сотрудников лаборатории

Основные окна для работы пользователя находятся в меню «Заказы» - «Заказ (цитология)», здесь отображаются данные о пациенте, демография и т. д.

В «Отчеты» сформированы различные отчеты, которые позволяют отслеживать статистику работы лаборатории цитологии. Также возможно настраивать индивидуальные форматы отчетов.

Более подробную информацию о настройке справочников вы можете получить в руководстве администратора.

Информация о стоимости ПО или условиях его приобретения

Стоимость программного обеспечения определяется индивидуально в зависимости от количества подключаемых рабочих мест.

Для получения коммерческого предложения просим обращаться: для получения коммерческого предложения просим обращаться:
тел: +7 (495) 517-80-33; эл. адрес: info@across.ru