



ООО «Лаборатория «Акросс-Инжиниринг»
Адрес: 115114 г. Москва, 3-й Павелецкий пр-д, д.3
ИНН: 7725558187
ОКВЭД: 62.01
Тел. + 7 (495) 517-8033 E-mail: info@across.ru

Лабораторная информационная система
«Акросс-Клиническая Лаборатория» V3.0
(ЛИС АКЛ V3.0)

Модуль иммуно-ферментный анализ
(ЛИС АКЛ V3.0. Модуль ИФА)

Функциональные характеристики программного обеспечения

на 4 листах

Москва, 2026 г.

Оглавление

Оглавление	2
1. Введение	3
2. Обозначение и наименование программы	3
3. Назначение ЛИС АКЛ V3.0. Модуль ИФА	3
4. Краткое техническое описание продукта	3
5. Функциональные характеристики ПО.....	3
6. Подготовка справочной информации для работы	4
7. Работа сотрудников лаборатории	4
8. Информация о стоимости ПО или условиях его приобретения.....	4

1. Введение

Настоящий документ является описанием функциональных характеристик программного обеспечения ЛИС АКЛ V3.0. Модуль ИФА и содержит сведения о его ключевых возможностях.

2. Обозначение и наименование программы

Наименование программного обеспечения - Лабораторная информационная система «Акросс-Клиническая Лаборатория» V3.0 (ЛИС АКЛ V3.0) Модуль иммуно-ферментный анализ. Краткое наименование - ЛИС АКЛ V3.0. Модуль ИФА.

3. Назначение ЛИС АКЛ V3.0. Модуль ИФА

Программное обеспечение ЛИС АКЛ V3.0. Модуль ИФА устанавливается как дополнение к основному модулю - ЛИС АКЛ V3.0 и является его расширением.

ЛИС АКЛ V3.0. Модуль ИФА призвано решать вопрос автоматизации лаборатории в части выполнения исследований методом иммуно-ферментного анализа, сбора результатов исследований, автоматизации процессов связанных с проведением исследований методом иммуно-ферментного анализа. Программа предоставляет интерфейс пользователя платформы «1С: Предприятие».

Программа позволяет создать электронный документ, обеспечить выдачу готовых ответов в соответствии с настройками.

К целевой аудитории ЛИС АКЛ V3.0. Модуль ИФА относятся следующие специалисты:

- врачи лаборатории иммуно-ферментного анализа;
- заведующий лабораторией иммуно-ферментного анализа.

4. Краткое техническое описание продукта

Продукт представляет из себя комплексное программное обеспечение, СУБД, пользовательский интерфейс на базе «1С: Предприятие».

Для конечного пользователя ЛИС АКЛ V3.0. Модуль ИФА поставляется в виде локального решения (специальные действия по установке ЛИС АКЛ V3.0. Модуль ИФА на стороне конечного пользователя не требуются) с использованием различных возможностей развертывания в зависимости от требований заказчика:

- образа виртуальной машины с подготовленной инфраструктурой для развертывания на сервере заказчика;
- в виде дистрибутивов для установки компонентов системы.

5. Функциональные характеристики ПО

ЛИС АКЛ V3.0. Модуль ИФА позволяет выполнять следующее:

- создавать методики (как количественные, так и качественные);
- настраивать плашки и ячейки в них;
- проводить исследования методом иммуно-ферментный анализа;
- вести статистику исследований;
- формировать отчетность.

ЛИС АКЛ V3.0. Модуль ИФА предоставляет следующие возможности для пользователя:

- заполнение справочников;
- ведение исследования ИФА.

Функциональные характеристики ЛИС АКЛ V3.0. Модуль ИФА можно описать следующим образом:

- пользователи входят в систему и производят предварительные настройки по справочникам для работы с ЛИС;
- затем в зависимости от цели, пользователи могут приступить к регистрации биоматериала, пришедшего в лабораторию, проведению исследований методом иммуно-ферментного анализа, внесению результатов исследований, их выдачу пациентам или отправке в медицинскую систему, ведению статистики исследований.

6. Подготовка справочной информации для работы

Для начала работы необходимо заполнить справочники, которые включают в себя все необходимые данные для проведения исследований методом иммуно-ферментного анализа, основные из них:

- методики и варианты результатов в плашках, в том числе интерпретации (положительно, неопределенно, отрицательно);
- анализаторы иммуно-ферментного анализа (каталоги выгрузки и загрузки данных и т.д.).

После завершения исследования врач валидирует результаты в плашках и переносит информацию в заказы.

Более подробную информацию о настройке справочников и работе вы можете получить в руководстве администратора.

7. Работа сотрудников лаборатории

Основные окна для работы пользователя находятся в меню «ИФА», Журнал плашек ИФА, здесь отображаются данные о плашках, находится функционал выгрузки заданий на анализаторы и прием результатов, одобрение плашек, выгрузке результатов в заказы пациентов.

В «Отчеты» сформированы различные отчеты, которые позволяют отслеживать статистику работы лаборатории иммуно-ферментный анализа. Также возможно настраивать индивидуальные форматы отчетов.

Более подробную информацию о настройке справочников вы можете получить в руководстве администратора.

8. Информация о стоимости ПО или условиях его приобретения

Стоимость программного обеспечения определяется индивидуально в зависимости от количества подключаемых рабочих мест.

Для получения коммерческого предложения просим обращаться: для получения коммерческого предложения просим обращаться:

тел: +7 (495) 517-80-33; эл.адрес: info@across.ru