

Акросс - Клиническая лаборатория (АКЛ) Модуль иммуноферментный анализ

01

Встроенные протоколы ИФА исследований, формирование заданий и сортировка образцов на АРМ лаборантов (рабочие листы)

02

Формирование виртуальных плашек с помощью сканера. Возможность автоматической генерации плашек

03

Удобная цветовая визуализация содержимого лунок плашек на экране

04

Валидация данных плашек и разнесение результатов по заказам. Возможность перехода в заказ из ячейки с результатом

05

Автоматический механизм привязки наименования и сроков годности реагентов при печати результатов

06

Интеграция с программным обеспечением микропланшетных ридеров и плашечных ПЦР анализаторов

07

Представление результатов в желаемых форматах и печатных формах, быстрое формирование статистической отчётности по заданным параметрам

08

Организация накопления и выполнение пролонгированных методик (график постановки плашек)

09

Автоматическая блокировка результата в плашке, если не пройден контроль (как общий, так и индивидуально для лунок)

10

Ведение архива образцов в рамках своих направлений (ВИЧ, сифилис, гепатиты и др.)

11

Работа с дублирующими анализаторами, использование подтверждающих методик

12

Настройка критериев автоматической отправки результатов